

<u>Müügiloa nr</u> <u>Euroopa Liidus</u>	<u>(Väljamõeldud)</u> <u>nimetus</u>	<u>Tugevus</u>	<u>Ravimvorm</u>	<u>Manustamistee</u>	<u>Sisepakendi</u> <u>iseloomustus</u>	<u>Pakendi sisu</u> <u>(kontsentratsioon)</u>	<u>Pakendi suurus</u>
EU/1/95/003/005	Betaferon	0,25 mg/ml	Süstelahuse pulber ja lahusti	subkutaanne	Pulber: viaal (klaasist) Lahusti: süstel (klaasist)	Pulber: 0,3 mg Lahusti: 1,2 ml	15 x (1 viaal + 1 süstel + 1 viaali adapter nõelaga + 2 puhastuslappi)
EU/1/95/003/006	Betaferon	0,25 mg/ml	Süstelahuse pulber ja lahusti	subkutaanne	Pulber: viaal (klaasist) Lahusti: süstel (klaasist)	Pulber: 0,3 mg Lahusti: 1,2 ml	5 x (1 viaal + 1 süstel + 1 viaali adapter nõelaga + 2 puhastuslappi)
EU/1/95/003/007	Betaferon	0,25 mg/ml	Süstelahuse pulber ja lahusti	subkutaanne	Pulber: viaal (klaasist) Lahusti: süstel (klaasist)	Pulber: 0,3 mg Lahusti: 1,2 ml	3 x 15 x (1 viaal + 1 süstel + 1 viaali adapter nõelaga + 2 puhastuslappi)
EU/1/95/003/008	Betaferon	0,25 mg/ml	Süstelahuse pulber ja lahusti	subkutaanne	Pulber: viaal (klaasist) Lahusti: süstel (klaasist)	Pulber: 0,3 mg Lahusti: 1,2 ml	12 x (1 viaal + 1 süstel + 1 viaali adapter nõelaga + 2 puhastuslappi) (tiitrimispakend)
EU/1/95/003/009	Betaferon	0,25 mg/ml	Süstelahuse pulber ja lahusti	subkutaanne	Pulber: viaal (klaasist) Lahusti: süstel (klaasist)	Pulber: 0,3 mg Lahusti: 1,2 ml	14 x (1 viaal + 1 süstel + 1 viaali adapter nõelaga + 2 puhastuslappi)
EU/1/95/003/010	Betaferon	0,25 mg/ml	Süstelahuse pulber ja lahusti	subkutaanne	Pulber: viaal (klaasist) Lahusti: süstel (klaasist)	Pulber: 0,3 mg Lahusti: 1,2 ml	3 x 14 x (1 viaal + 1 süstel + 1 viaali adapter nõelaga + 2 puhastuslappi)
EU/1/95/003/011	Betaferon	0,25 mg/ml	Süstelahuse pulber ja lahusti	subkutaanne	Pulber: viaal (klaasist) Lahusti: süstel (klaasist)	Pulber: 0,3 mg Lahusti: 1,2 ml	12 x (1 viaal + 1 süstel + 1 viaali adapter nõelaga + 2 puhastuslappi)
EU/1/95/003/012	Betaferon	0,25 mg/ml	Süstelahuse	subkutaanne	Pulber: viaal (klaasist)	Pulber: 0,3 mg	2 x 14 x (1 viaal

pulber ja  
lahusti

Lahusti: süstel  
(klaasist)

Lahusti: 1,2 ml

+ 1 süstel + 1  
viaali adapter  
nõelaga + 2  
puhastuslappi)