

<b><u>Numero AIC (UE)</u></b>	<b><u>Nome (di fantasia)</u></b>	<b><u>Dosaggio</u></b>	<b><u>Forma farmaceutica</u></b>	<b><u>Via di somministrazione</u></b>	<b><u>Confezionamento primario</u></b>	<b><u>Contenuto (Concentrazione)</u></b>	<b><u>Numero di unità posologiche</u></b>
EU/1/03/256/001	Humira	40 mg/0,8 ml	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	flaconcino (vetro)	0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	2 astucci. Ciascuno contenente: 1 flaconcino+ 1 siringa + 1 ago + 1 adattatore sterile + 2 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/03/256/002	Humira	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (vetro)	0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	1 siringa pre-riempita + 1 tampone imbevuto di alcool
EU/1/03/256/003	Humira	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (vetro)	0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	2 siringhe pre-riempite + 2 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/03/256/004	Humira	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (vetro)	0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	4 siringhe pre-riempite + 4 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/03/256/005	Humira	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (vetro)	0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	6 siringhe pre-riempite + 6 tamponi imbevuti di alcool

EU/1/03/256/006	Humira	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (vetro)	0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	1 siringa preriempita con salva ago + 1 tampone imbevuto di alcool
EU/1/03/256/007	Humira	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna pre-riempita (vetro)	0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	1 penna preriempita + 2 tamponi imbevuti di alcool in un blister
EU/1/03/256/008	Humira	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna pre-riempita (vetro)	0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	2 penne preriempite + 2 tamponi imbevuti di alcool in un blister
EU/1/03/256/009	Humira	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna pre-riempita (vetro)	0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	4 penne preriempite + 4 tamponi imbevuti di alcool in un blister
EU/1/03/256/010	Humira	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna pre-riempita (vetro)	0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	6 penne preriempite + 6 tamponi imbevuti di alcool in un blister
EU/1/03/256/012	Humira	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (vetro)	0,4 ml (40 mg/0,4 ml)	1 siringa pre-riempita + 1 tampone imbevuto di alcool

EU/1/03/256/013	Humira	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (vetro)	0,4 ml (40 mg/0,4 ml)	2 siringhe pre-riempite + 2 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/03/256/014	Humira	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (vetro)	0,4 ml (40 mg/0,4 ml)	4 siringhe pre-riempite + 4 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/03/256/015	Humira	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (vetro)	0,4 ml (40 mg/0,4 ml)	6 siringhe pre-riempite + 6 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/03/256/016	Humira	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna pre-riempita (vetro)	0,4 ml (40 mg/0,4 ml)	1 penna preriempita + 2 tamponi imbevuti di alcool in un blister
EU/1/03/256/017	Humira	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna pre-riempita (vetro)	0,4 ml (40 mg/0,4 ml)	2 penne preriempite + 2 tamponi imbevuti di alcool in un blister
EU/1/03/256/018	Humira	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna pre-riempita (vetro)	0,4 ml (40 mg/0,4 ml)	4 penne preriempite + 4 tamponi imbevuti di alcool in un blister

EU/1/03/256/019	Humira	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna pre-riempita (vetro)	0,4 ml (40 mg/0,4 ml)	6 penne preriempite + 6 tamponi imbevuti di alcool in un blister
EU/1/03/256/020	Humira	80 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (vetro)	0,8 ml (80 mg/0,8 ml)	1 siringa pre-riempita + 1 tampone imbevuto di alcool
EU/1/03/256/021	Humira	80 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna pre-riempita (vetro)	0,8 ml (80 mg/0,8 ml)	1 penna pre-riempita + 2 tamponi imbevuti di alcool in un blister
EU/1/03/256/022	Humira	20 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (vetro)	0,2 ml (20 mg/0,2 ml)	2 siringhe pre-riempite + 2 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/03/256/027	Humira	80 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna pre-riempita (vetro)	0.8 ml (80 mg/0.8 ml)	3 penne pre-riempite + 4 tamponi imbevuti di alcool in un blister