

<u>Numero procedura EU</u>	<u>Nome di fantasia</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Contenitore</u>	<u>Contenuto</u>	<u>Dimensione della confezione</u>
EU/1/00/153/001	Infanrix penta	-1-	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	Sospensione: 0.5 ml	1 siringa preriempita
EU/1/00/153/002	Infanrix penta	-1-	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	Sospensione: 0.5 ml	10 siringhe preriempite
EU/1/00/153/003	Infanrix penta	-1-	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	Sospensione: 0.5 ml	20 siringhe preriempite
EU/1/00/153/004	Infanrix penta	-1-	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	Sospensione: 0.5 ml	50 siringhe preriempite
EU/1/00/153/005	Infanrix penta	-1-	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	Sospensione: 0.5 ml	1 siringa preriempita + 1 ago a parte
EU/1/00/153/006	Infanrix penta	-1-	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	Sospensione: 0.5 ml	10 siringhe preriempite + 10 aghi a parte
EU/1/00/153/007	Infanrix penta	-1-	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	Sospensione: 0.5 ml	20 siringhe preriempite + 20 aghi a parte
EU/1/00/153/008	Infanrix penta	-1-	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	Sospensione: 0.5 ml	50 siringhe preriempite + 50 aghi a parte
EU/1/00/153/009	Infanrix penta	-1-	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	Sospensione: 0.5 ml	2 siringhe preriempite + 2 aghi a parte
EU/1/00/153/010	Infanrix penta	-1-	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	Sospensione: 0.5 ml	10 siringhe preriempite + 20 aghi a parte
-1-	Tossoide difterico, adsorbito			≥ 30UI			
	Tossoide tetanico, adsorbito			≥ 40UI			
	Tossoide pertussico, adsorbito			25 microgrammi			
	Emoagglutinina filamentosa, adsorbita			25 microgrammi			
	Pertactina, adsorbita			8 microgrammi			
	Antigene di superficie ricombinante (proteina S) del virus dell'epatite B, adsorbito			10 microgrammi			
	Virus inattivato della poliomielite tipo 1			40 DU			
	Virus inattivato della poliomielite tipo 2			8 DU			
	Virus inattivato della poliomielite tipo 3			32 DU			